

Vergleich der DAVITA® - Elektrostimulationsgeräte

Parameter	Elektro- stimulationsgerät Digital Fit® TENS 1200	Elektro- stimulationsgerät Digital Fit® TENS/EMS 1200	Elektro- stimulationsgerät Digital Fit® URO 1200	Elektro- stimulationsgerät Digital Fit® Mini Wireless
Anwendung	Bei Schmerzen wie z.B. Nacken-, Rücken-, Schulter- oder Knieschmerzen. Je Kanal können 2 Elektroden mit Hilfe eines Verbindungskabels angeschlossen werden.	Bei Schmerzen wie z.B. Nacken-, Rücken-, Schulter- oder Knieschmerzen und zum Muskeltraining. Je Kanal können 2 Elektroden mit Hilfe eines Verbindungskabels angeschlossen werden.	Zur Inkontinenzbehandlung. Mit Hilfe eines Verbindungskabels kann eine Sonde angeschlossen werden.	Bei Schmerzen wie z.B. Nacken-, Rücken-, Schulter- oder Knieschmerzen und zum Muskeltraining. Kabelloses Gerät, die große Elektrode wird direkt mit dem Gerät verbunden und auf der benötigten Stelle befestigt.
Anzahl der Kanäle	2 separat regelbare	2 separat regelbare	2 separat regelbare	1 Kanal
Wellenform	Zweiphasig rechteckig	Zweiphasig rechteckig	Zweiphasig rechteckig	Zweiphasig rechteckig
Intensität	0 - 80 mA	0 - 80 mA	0 - 80 mA	0 - 90 mA
Impulsbreite	50 - 350 µs	50 - 350 µs	50 - 250 µs	keine Angabe
Impulsfrequenz	1 - 200 Hz	1 - 200 Hz	200 - 300 Hz	2 - 86 Hz
Timer	1 - 99 Minuten	1 - 99 Minuten	festeingestellt auf 20 Minuten	30 Minuten
Voreingestellte Programme	16 TENS-Programme je Kanal	8 TENS- und 8 EMS-Programme je Kanal	16 voreingestellte Inkontinenz-Programme	10 voreingestellte TENS- /EMS Programme
Programmierbare Programme	16 Programme je Kanal	16 Programme je Kanal	Keine	Keine
Lieferumfang	Elektrostimulationsgerät, Verbindungskabel-Set, 1 Beutel à 4 Stück selbstklebende Gelelektroden mit Steckanschluss (2 mm Durchmesser), 4 Stück Batterie à 1,5 Volt, Aufbewahrungstasche, bebilderte Gebrauchsanweisung		Elektrostimulationsgerät, Verbindungskabel-Set, je nach Ausführung Vaginal-, Rektal- bzw. Mini-Vaginalsonde, 4 Stück Batterie à 1,5 Volt, Aufbewahrungstasche, bebilderte Gebrauchsanweisung	Elektrostimulationsgerät, hochwertige selbstklebende Doppelelektrode (110 x 60 mm), 3 V Lithium Batterie, Travel-Case, bebilderte Gebrauchsanweisung
Weiteres Zubehör	Selbstklebende Elektroden 5 x 5 cm mit Steckanschluss mit 2 mm Durchmesser: Art.Nr.: 31012, 31017 oder 31018, Verbindungskabelset, Art.Nr.: 31013		Art.Nr. 31014 Vaginalsonde, Art.Nr. 31015 Rektal bzw. Mini-Vaginalsonde, Art.Nr. 31016 Gel Tube 60 ml	Art.Nr.: 31019 Verbindungskabel, Selbstklebende Elektroden 4x4 cm bzw. 11 x 6 cm mit Druckknopf-Anschluss: Art.Nr.: 31009, 31008 u. 31001 bzw. Art.Nr.: 31002 u. 31007
Stromversorgung	Batterie, 4 x 1,5 Volt	Batterie, 4 x 1,5 Volt	Batterie, 4 x 1,5 Volt	Batterie, 1 x 3 Volt Lithium
Abmessungen (LxBxH)	130 x 70 x 30 mm			50 x 25 x 8 mm
Gewicht, ohne Batterien	115 Gramm	115 Gramm	115 Gramm	12 Gramm
Geprüftes Medizinprodukt	Ja	Ja	Ja	Ja