

InstantCheck – mobiles PalmTop EKG-Gerät

Mit exakten Messergebnissen wie bei einem professionellen 12 Kanal EKG-Gerät



DAVITA® Medizinische Produkte GmbH & Co. KG
Der Partner für Alternativmedizintechnik

Vergleich der Messgenauigkeit mit professionellen 12 Kanal EKG-Geräten

Das **InstantCheck** bietet eine sehr einfache und genaue Möglichkeit die elektrische Aktivität des Herzens aufzuzeichnen. Durch Auflegen der beiden Daumen auf die im Gerät integrierten Elektroden werden die Signale ermittelt. Um die Herzaktivitäten genau wiedergeben zu können, erfolgt zusätzlich eine digitale

Aufbereitung der Signale. Die trockenen und leitfähigen Elektroden des InstantCheck sind patentiert.



Standard 12- Kanal EKG:




InstantCheck (RMH)




Korrelation zwischen InstantCheck und GE MAC-5000

Herzfrequenz: $Kk = 0,98$




Korrelation zwischen InstantCheck und Marquette CASE-8000

Herzfrequenz: $Kk = 0,99$



ORS Interval: $Kk = 0,98$



ST Segment: $Kk = 0,97$

